



Pipettenservice

Prüfen, Instandhalten, Reparieren gemäß ISO 8655/ÖKD



Kalibrierstand nach ISO 8655

Leistungen

- ➔ Kalibrationservice für alle gängigen Pipettenmarken
- ➔ Verschiedene Servicelinien - passend zu Ihren Anforderungen
- ➔ Kunden SOP Pipette wird nach Kundenwunsch kalibriert
- ➔ Akkreditierte (ÖKD) Kalibrierung
- ➔ Rechtzeitige Benachrichtigung zum nächsten Kalibrierungstermin
- ➔ Schnelle Durchlaufzeit



Servicelinien (Werkskalibrierung)

Leistung	Basislinie Schnelle und Preiswerte Qualitätskontrolle nach ISO	Standardlinie Prüfverfahren zur Aufrechterhaltung der Konformität nach ISO	Superpluslinie Pharmaservice
Eingangsmessung des Ist-Zustandes nach ISO 8655			+
Reinigen und äußere Desinfektion der Pipette		+	+
Prüfen auf Schäden und Dichtheit		+	+
Reinigen, ggf. fetten der Dichtungen und des Kolbens		+	+
Reparatur (nach erfolgter Freigabe des Kostenvoranschlags)		+	+
Kalibration nach ISO 8655 mit 10 Messungen pro Messpunkt		+	+
Kalibration nach ISO 8655 mit 4 Messungen pro Messpunkt	+		
Prüfprotokoll nach ISO 8655	+	+	+
Durchlaufzeit (Werktage)	5	5	5

NEU - Jetzt auch mit ÖKD-Kalibrierschein - NEU